

Přístroje

SKEYNDOR

IN TECH

New Skeyndor technology platform



SKEYNDOR
IN TECH

INOVOVANÝ

MESO INFUSION DCS (Delivery Carrier System)

kód SK89102900

NEJNOVĚJŠÍ GENERACE PŘÍSTROJE S VIRTUÁLNÍ MEZOTERAPIÍ
NEINVAZIVNÍ A MAXIMÁLNĚ ÚČINNÉ OŠETŘENÍ PRO OBLIČEJ I TĚLO

4 techniky:

Aktivační proud
Hydroelektroforéza
Elektroporace
Kryoterapie

INOVOVANÉ PROVEDENÍ:

- kompletně modernizovaný software
- 12 přednastavených programů
- možnost nastavení a uložení vlastních programů ošetření
- automatická adaptace proudu při výběru ošetření (740-1400 V)
- nyní již bez nutnosti použití naprogramovaných karet
- upozornění na nesprávně uzavřený obvod



- Multifunkční sonda pro obličejovou aplikaci (aktivační proud, hydro-elektro a elektroporace)
- Multifunkční sonda pro tělovou aplikaci (aktivační proud, hydro-elektro a elektroporace)
- Sonda pro tělovou i obličejovou aplikaci (kryoelektroforéza)

MESO INFUSION DCS (Delivery Carrier System)

kód SK89102900

Moderní přístroj pro výkon estetických terapií, využívající 4 různých neinvazivních metod za použití elektrických proudů:



AKTIVAČNÍ PROUD

Galvanický proud nízkého napětí a nízké intenzity, kontinuální po celou dobu aplikace.

Účinky:

- Aktivuje a prokrvuje tkáň, stimuluje jejich mechanismy
- Zvyšuje přísun kyslíku a výživných látek do tkání
- redukuje celulitidu, pomáhá při procesu tvorby tkáně
- zamezuje zadržování tekutin a redukuje otoky



HYDRO – ELEKTROFORÉZA

Využívá pulzního ionizovatelného proudu o konstantní polaritě, s vysokou schopností průniku.

Umožňuje přenos molekul tekutých účinných látek přes pokožku až do hlubších vrstev.



ELEKTROPORACE

Je neinvazivní alternativou tradiční mezoterapie, nazývaná také „bezjehličková“ nebo virtuální mezoterapie.

Je založena na přenosu stlačené elektromagnetické vlny, využívá proudu o dostatečném napětí a krátkých pulzů. Dochází k dočasné propustnosti buněčné membrány a k efektivnímu přenosu aktivních látek v tekuté podobě do tkání, pokožku.

Absorbce účinných látek je až 100- násobně vyšší v porovnání s běžnou lokální aplikací.



KRYO-ELEKTROFORÉZA

Bezbolestná technika pro tonizaci a zúžení cév v tkáních po provedené elektroporaci. Působí chladem okolo 6°C, který pokožku stimuluje, zpevňuje a posiluje. Prodlužuje účinek aktivních látek.

MESOKOSMETICKÉ SADY K PŘÍSTROJI:

Složení: vodivý gel*, koncentrát, pipeta

*Vodivý gel – nová receptura

Vynikající vodivý kluzný gel s vysokou tepelnou odolností a hydratačním účinkem. Umožňuje ošetření větších ploch a řízené uvolňování účinných látek, přizpůsobuje se intenzitě záření, zabraňuje pocitu diskomfortu při ošetření. Neznechává zbytky, snadno se odstraňuje, obsahuje blokátory vzniku volných radikálů.

Dávkování

MESOFILLER - MESOBT-LIFT - MESOBRIGHT: 12 g (cca 2,5 kávové lžičky) vodivého gelu smíchejte v misce se 4 ml koncentrátu (naměřeného dávkovací stříkačkou). Pozn.: Pro specifický program použijte 3 ml.

MESOSLIM: 30 g (cca 2 lžíce) vodivého gelu smíchejte v misce s 8 ml koncentrátu (naměřeného dávkovací stříkačkou). Pozn.: Pro specifický program použijte 6 ml. Doporučená frekvence: 1-2 ošetření týdně.



MESOFILLER

sada na 10 ošetření SK39452600



MESOBT-LIFT

sada na 10 ošetření SK39502600



MESOBRIGHT

sada na 10 ošetření SK59551600



MESOSLIM

sada na 5 ošetření SK39601600

Obličejové ošetření

Zjemňuje vertikální vrásky a zpevňuje pokožku obličeje, krku a dekoltu. Aktivní látky obnovují mezibuněčnou komunikaci a posilují přirozené struktury.

Obsahuje:

Mikrokolagen – epidermální růstový faktor „like“ – výplň na dermické úrovni.
Lipozomové polyfenoly – obnovuje funkce věkem oslabených buněk – omlazení pleti.
Mikrořasy – stimuluje syntézu kolagenu, zabraňuje rozpadu kolagenu a elastinu – brzdí projev stárnutí.

Obličejové ošetření

Zjemňuje výrazové dynamické vrásky a vytváří stálý povrchový makro a a podkožní mikroliftingový efekt. Působí progresivně v různých vrstvách pokožky v různých hloubkách pokožky. 3D lifting.

Obsahuje:

3 peptidy uvolňující svaly – botox „like“, hadí jed „like“ efekt

Obličejové ošetření

Zesvětluje oblasti obličeje s hyperpigmentací, vyrovnává nestejný tón pleti a zjemňuje tmavé skvrny. Redukuje rozšířené póry.

Obsahuje:

Ionizovatelný vitamín C – zesvětluje a redukuje melanin ve v horních vrstvách pokožky a oddaluje znovuoobjevení skvrn

Tělové ošetření

Tělové redukční ošetření, které působí na lokálně uložené tuky a 3 hlavní příčiny vzniku celulitidy a „pomarančové kůže“.

Obsahuje:

Extrakt z artyčoku – odstraňuje otoky a toxiny
Extrakt z laminárie – snižuje tloušťku tukové tkáně
Dekapeptidy – spaluje tuky, zabraňuje dozrávání tukových buněk

SKIN DIAGNOSIS

kód SK89152900

Nový přístroj Skeyndor využívající technologie nejnovější generace. Jediněčný na trhu. Výhradní použití v kosmetických salónech.



7
MĚŘITELNÝCH
PARAMETRŮ PLETI
V JEDINÉ SONDĚ

TABLET
k zobrazení výsledků
měření součástí
SOFTWARE
v češtině


- MAZOTOK (typ pleti)
- HYDRATAČE
- PÓRY
- AKNÉ
- SKVRNY
- VRÁSKY
- KERATIN

CO VÁM PŘÍSTROJ PŘINESE?

- Přesná, podrobná a rychlá analýza pleti
- Individuální doporučení vhodné salónní a domácí péče
- Zvýšení prodeje produktů na domácí péči
- Větší atraktivita a profesionalita salónu
- Věrné a spokojené klientky
- Data možno uložit a využít jako klientskou databázi



Přístroje



DP 110 PLUS ULTRASONIC PEELING



SKEYNDOR
IN TECH

DP-110 PLUS

kód SK58902900

Handheld ultrasonic peeling

(ultrazvukový peeling)

Pleťový a infuzní systém využívající ultrazvukové mikro vibrace
Použitelný při pleťových i tělových ošetřeních

